

歩くだけで足元を消毒。  
厨房や食品工場などの  
衛生管理に活躍。



- 泥落としマット
- 機能マット
- 水切りスノコ
- クッションマット
- 保護シート
- 浴室マット
- 人工芝
- 特殊マット
- メンテナンス




消毒マット

|          | 品番       | 価格(税抜)              | サイズ        | 重量     | 厚み    | 梱包数               |
|----------|----------|---------------------|------------|--------|-------|-------------------|
| マット(#6)  | F-38-6   | ¥ 5,775 (¥ 5,500)   | 550×850mm  | 約0.7kg | 約8mm  | 1枚                |
| ベース(#6)  | F-38-6B  | ¥ 19,950 (¥ 19,000) | 600×900mm  | 約3.8kg | 約20mm | 1枚                |
| セット(#6)  | F-38-6S  | ¥ 25,725 (¥ 24,500) | 600×900mm  | 約4.5kg | 約20mm | 1セット<br>(マット+ベース) |
| マット(#12) | F-38-12  | ¥ 11,550 (¥ 11,000) | 820×1120mm | 約1.3kg | 約8mm  | 1枚                |
| ベース(#12) | F-38-12B | ¥ 39,900 (¥ 38,000) | 900×1200mm | 約6.5kg | 約18mm | 1枚                |
| セット(#12) | F-38-12S | ¥ 51,450 (¥ 49,000) | 900×1200mm | 約7.8kg | 約18mm | 1セット<br>(マット+ベース) |


材質 マット: PP、ベース: 合成ゴム

| 色      | G        |        | BR     |
|--------|----------|--------|--------|
| JANコード | マット(#6)  | 305063 | 305070 |
|        | ベース(#6)  | 305094 | -      |
|        | セット(#6)  | 407880 | 407873 |
|        | マット(#12) | 470716 | 470723 |
|        | ベース(#12) | 470747 | 470754 |
|        | セット(#12) | 470754 | -      |

塩ビ不使用 **防災** 防災性能登録番号 EO.950548



カラーバリエーション




特長

マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、バイキンを除去。

特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩いただけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。

マットとマットベースの2層式。

#12は緑コーナーに切れ込みがありマットのはめ込みが簡単。消毒液入れ替え時の残り液の排出も容易です。



消毒マット用消毒液の使い方

消毒液は原液のままご使用ください。  
最初は2 ほど(容器の半分)そそぎます。  
その後は2日に1回靴底が濡れる程度に  
随時補充してください。  
4 の消毒液で100人/日の通行量で約  
20日間使用できます。  
上記はマットサイズ#6の目安です。

殺菌消毒剤  
(塩化ベンザルコニウム)配合。  
4 ¥2,520(税抜¥2,400)  
JANコード311408

消毒マット専用消毒液  
コンドル消毒液



優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。  
トイレを快適にします。



別注対応

最大幅180cm×10m(縁含む)まで製作できます。  
ズレにくい特殊NBRバックリングで製作できます。



表面形状

特長

2つの反応で消臭機能を高めています。

化学的中和反応と光触媒反応の2つの消臭メカニズムで、より高い消臭機能が期待できます。

紫外線によって優れた抗菌性を発揮します。

日光や蛍光灯の紫外線によって優れた抗菌性を発揮して、広い空間でも快適に保ちます。特にタバコや汗、ペットの臭い、腐敗臭などに対して効果的です。

再生PET系に消臭剤を練り込んでいます。

再生PET系の採用で、環境にやさしい配慮をしています。また、繊維の中に消臭剤を練り込んでおり、洗濯を繰り返しても効果は持続します。

ひかり抗菌性能効果

試験において大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌に対する抗菌性能が実証されています。

試験方法

試験片に試験菌の菌液を滴下し照射下(30W2本の蛍光灯30cm下)で18時間培養後生菌数を測定した。

|       | 大腸菌                 | 黄色ブドウ球菌             | 緑膿菌                 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 初期菌数  | 2.3×10 <sup>5</sup> | 3.4×10 <sup>5</sup> | 1.1×10 <sup>5</sup> |
| 18時間後 | 10個以下               | 10個以下               | 10個以下               |

消臭性能効果

試験においてアンモニア(尿臭)、酢酸(タバコ臭)に対する消臭性能が実証されています。

試験方法

5のテトラパックに試料3gを入れ所定濃度に調整したガスを3注入、24時間後のガス濃度を測定(吸着量)。その後ガスを抜き取り新たに空気を3注入し40で1時間熱処理した後のガス濃度を測定(放出量)した。

検知管

アンモニア : No.3 L  
酢酸 : No.8 I

| 臭気    | 初期濃度   | 吸着 放出後濃度   | 臭気分解率 |
|-------|--------|------------|-------|
| アンモニア | 40ppm  | 0.7 5.3ppm | 約87%  |
| 酢酸濃度  | 100ppm | 5.9 11ppm  | 約89%  |

消臭抗菌マット


| 品番             | 価格 税抜                 | サイズ             | 重量       | 梱包数 |
|----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----|
| #6 F-181-6     | ¥ 8,925 (¥8,500)      | 600×900mm       | 約2.0kg   | 1枚  |
| #12 F-181-12   | ¥ 17,850 (¥17,000)    | 900×1200mm      | 約4.0kg   | 1枚  |
| #15 F-181-15   | ¥ 22,050 (¥21,000)    | 900×1500mm      | 約5.3kg   | 1枚  |
| #18 F-181-18   | ¥ 26,250 (¥25,000)    | 900×1800mm      | 約6.4kg   | 1枚  |
| 別注サイズ F-181-OR | 1㎡ ¥ 18,900 (¥18,000) | 幅180cm×10m まで可能 | 約3.9kg/㎡ | -   |

材質 バイル: 再生ポリエステル、消臭糸 ポリエステル バックリング: PVC バイル、ベース バイル長さ約6.5mm、ベース厚み約2mm

| 色      | G                 | GR |
|--------|-------------------|----|
| JANコード | #6 473571 473588  |    |
|        | #12 473595 473601 |    |
|        | #15 473618 473625 |    |
|        | #18 473632 473649 |    |
|        | 別注サイズ             |    |

別注サイズは受注生産品になります。納期は受注後、約1週間です。

再生樹脂 防火 防炎性能登録番号 EO.040101



カラーバリエーション



G

GR

泥落としマット

機能マット

水切りスリコ

クッションマット

保護シート

浴室マット

人工芝

特殊マット

メンテナンス

吸水用

吸油用

粘着用

消毒用

消臭抗菌

オリジナルマット

表示用

別注 別注対応商品掲載ページ